





POLSTERUNG

EINIGE INFORMATIONEN UND HINWEISE



WICHTIG



POLSTERUNG

EINIGE INFORMATIONEN UND HINWEISE

Ecopostural hat für die Polsterung dieses Produktes ein hochwertiges Kunstleder von der Firma Benecke-Kaliko (Grupo Continental), das der Norm D60-070 - Standard für Haushalts-, Lebensmittel- und pharmazeutisches Produkten entspricht, benützt.

Es ist ein flammhemmendes Kunstleder der Klasse M2 nach CE-Vorschriften, dies zeigt, dass in Kontakt mit Feuer oder einem glühenden Material, fast ohne Flamme verbraucht wird.

Es wird auch mit Sanitized® behandelt, einem antimikrobiellen und antibakteriellen Schutz.

Seine technischen Eigenschaften wurden studiert, um den Kunden sichere Vorteile zu bieten.

Um diese Eigenschaften zu erhalten und ein gutes Ergebnis und eine lange Haltbarkeit zu erzielen, raten wir Ihnen, folgenden **EMPFEHLUNGEN**:

PERODISCHE WARTUNG

- Es ist ratsam, Staub oder Schmutz regelmäßig zu entfernen. Verwenden Sie ein weißes, feuchtes Tuch.
- Wenn dies nicht ausreicht, reinigen Sie es mit Seifenwasser (Wasser nur ein paar Tropfen und Neutralseife) oder mit einem weichen Schwamm und danach mit einem Tuch vollständig trocknen
- Verwenden Sie keine anderen Produkte, da diese die obere Schutz-Lackschicht beschädigen können, die das vordere Kunstleder von externen Mitteln schützt.
- Verwenden Sie beim Waschen und Spülen keine übermäßigen Mengen Wasser, um ein Eindringen in die Nähte zu verhindern.

FLECKENREINIGUNG:

Es ist wichtig, schnell zu handeln, damit es nicht in den Stoff eindringt und sofort mit Seifenwasser abspülen.

- Verwenden Sie kein Alkohol und vermeiden Sie im allgemeinen alle Lösungsmittel und Fleckentferner, normalerweise enthalten diese schädliche Elemente für die Polsterung.
- Wenn Sie sich trotzdem dafür entscheiden, diese Reiniger zu verwenden, liegt dies in Ihrer Verantwortung. Wir empfehlen Ihnen unter diesen Umständen, diese in einem nicht sichtbaren Bereich vor der Verwendung, zu testen.

Vorbeugen ist besser als heilen:

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Bereiche mit größerer Reibung (Gesicht, Brust, Hände, etc.) der Verschlechterung des Kunstleders ausgesetzt sind; Schweiß und andere Ausschläge verstärken das Problem noch zusätzlich.

Die in den Therapien verwendeten Cremes und Öle können die Polsterung beeinflussen, was ihre Haltbarkeit beeinträchtigt.

- Wartung oder Reinigung mit ungeeigneten Produkten kann auch die Polster beschädigen.
- Die Farbstoffe einiger Kleidungsstücke (zB Denim / Jeans) können auf die Polsterung übertragen werden, vor allem die helleren Polsterfarben, die anfälliger sind.
- Die Verwendung von Lampen und Wärmequellen kann die Polsterung trocknen und es können kleine Risse entstehen.
- Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Techniken, die intensive Hitze erfordern (z. B. Moxibustion)

Sie werden feststellen, dass die Polsterung in diesen Bereich sich zu verschlechtern beginnt, wenn der Bereich glänzend wird und die Polsterung steifer wird (nicht mehr so weich und angenehm) und schließlich kann es zu Rissen kommen.

Deshalb empfehlen wir dringend, dass Sie die Polsterung richtig **SCHÜTZEN** mit einem dicken Bezug oder Schutzhandtuch, um eine vorzeitige Verschlechterung der Kunstleder zu verhindern.

GARANTIE

Benecke-Kaliko (Grupo Continental) ist nicht verantwortlich, wenn durch unsachgemäßer Gebrauch oder Wartung der Schutzlack des Kunstleders spröde wird. ECOPOSTURAL überträgt diese Information und erinnert Sie daran, dass die Polsterung dadurch nicht von der Garantie abgedeckt ist.